



# 醫事檢驗科公告

2020/07/10

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：變更紅血球沉降速度項目參考值

執行日期：2020/07/13

公告對象：四院區各科醫師、護理部、醫事檢驗科

1. 執行方式：為提升醫療品質，紅血球沉降速度(Erythrocyte Sedimentation Rate)檢驗機臺由原 Vital Mix Rate 20 變更為 DIESSE Cube 30 Touch，偵測原理為 Westergren 氏試管沉澱改良法；方法學原為紅外線偵測法變更為 LED 偵測法，記錄時間內紅血球沉降速度百分比。

2. 參考值變更如下：

| 檢驗代碼  | 項目名稱                           | 原參考值                         | 變更後參考值     |
|-------|--------------------------------|------------------------------|------------|
| 66226 | Erythrocyte Sedimentation Rate | 男：0-15 mm/hr<br>女：0-20 mm/hr | 0-20 mm/hr |

3. 注意事項：檢體量需抽足 2mL

4. 紅血球沉降速度測定之採檢方式、送檢流程、報告時間，均依照現行作業方式處理。

公告製訂：醫事檢驗科血液組組長 曾怡菁〈台北院區分機：3017、3023〉

醫事檢驗科血液組組長 李蘊珍〈淡水院區分機：2468〉

馬偕紀念醫院  
Mackay Memorial Hospital