

## 病理組織檢查送檢容器圖示



- 1、請各單位幫忙配合將病理檢體依體積大小裝置在正確的容器內，並倒入適量的福馬林。  
(最佳比例為檢體：福馬林 = 1：10)。
- 2、注意事項：
  - 2-1：請將蓋子栓緊，避免福馬林流出。
  - 2-2：寄送檢體時請將檢體與檢驗單分開(感染性夾鏈袋)。
- 3、若有任何疑問請電話：淡水病理科標本組分機：12-2483 詢問，謝謝！

病理科標本組 敬啟

文件編號/名稱	機密等級	生效日	版本	頁次
MMH-DMS-4-3582-047-2-P 病理科細胞學檢查收集容器圖示	一般	2023.01.03	01	1 / 1