




病理科病理組織檢體固定標準作業規範【請開刀房公告張貼】

<p>小件組織</p> <p>※固定比例（體積）： 組織：福馬林 = 1：10</p> <p>※固定時間：3 - 6 小時</p>	 <p style="text-align: center;">正確 錯誤</p>
<p>中件組織</p> <p>※固定比例（體積）： 組織：福馬林 = 1：10</p> <p>※固定時間：6 - 8 小時</p>	 <p style="text-align: center;">正確 錯誤</p>
<p>大件組織</p> <p>※固定比例（體積）： 組織：福馬林 = 1：10</p> <p>※固定時間：8 小時以上</p>	 <p style="text-align: center;">正確 錯誤</p>

文件編號/名稱	機密等級	生效日	版本	頁次
MMH-DMS-4-3582-048-P 病理科病理組織檢體固定標準作業規範	一般	2014.01.01	02	1 / 1