

## 馬偕紀念醫院人體生物資料庫申請入庫檢體之傳送方式

申請入庫儲存之檢體必須遵照下列方式傳送至本資料庫

### 一、一般檢體 (血液、體液、拭棒)

1. 檢體以紗布包裹，置於一般感性病夾鏈袋內，以冰水浴 (0~4°C) 儘速進行傳送。
2. 收件時間：週一至週五 8:00~17:00；週六 8:00~12:00。
3. 收件時間過後所採集之檢體，請冰水浴保存於恆溫4°C冰箱。採檢後24 小時內，請儘速送達本資料庫進行前處理，以避免檢體品質不良。

### 二、新鮮組織檢體(Tumor / Interface / Non-Tumor)

1. 新鮮組織以真空包裝，置於一般感染性病夾鏈袋內，以冰水浴 (0~4°C) 儘速進行傳送。
2. 收件時間：週一至週五 8:00~17:00；週六 8:00~12:00。
3. 收件時間過後所採集之檢體，請冰水浴保存於恆溫4°C冰箱。採檢後24 小時內，請儘速送達本資料庫進行前處理，以避免檢體品質不良。