



醫事檢驗科公告

2021/04/10

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：異動 HIV viral load(代碼 66343)、HCV viral load(代碼 66946)
儀器偵測極限

執行日期：2021/04/12

公告對象：四院區各科醫師、護理部、醫事檢驗科

執行方式：

- 1 自執行日期起，依據儀器原廠(羅氏公司)提供之試劑仿單異動儀器的偵測極限，調整該項檢驗之可報告範圍，將原偵測極限由 limit of detection(LOD)異動為 Limit of quantitation(LOQ)。
- 2 檢驗代碼、檢驗項目、異動前後之儀器的偵測極限如下：

偵測極限	異動前	異動後
HIV viral load(代碼 66343)	20 copies/mL	14.2 copies/mL
HCV viral load(代碼 66946)	15 IU/mL	9.2 IU/mL

- 3 送檢流程及檢驗時效均依照現行作業方式執行

公告製訂：醫事檢驗科貴重儀器組組長 黃嵩發〈淡水院區分機：2511、2512〉

馬偕紀念醫院
Mackay Memorial Hospital