

馬偕醫院病理科 分子病理組 蠟塊檢體送檢須知 (如有疑問請洽淡水分機-2477)

批價代號	項目	檢體需求	檢體保存 傳送方式
62029	TB PCR (結核分枝桿菌聚合酶連鎖反應)	1. 蠟塊 2. 空白片5μm x 6片 (風乾, 勿烤)	室溫
62131	BRAF mutation test (Colon, Melanoma, Thyroid)		
62132	BRAF mutation test (自費: Lung)		
62133	KIT gene exon 9, 11, 13, 17 and PDGFRA exon 12, 14, 18 (GIST: 7 exons)		
62067	KIT gene exon 9, 11, 13, 14, 17, 18 and PDGFRA exon 10, 12, 14, 18 (自費GIST: 10 exons)		
620451	肺癌表皮生長因子受體(EGFR)突變體外診斷醫療器材檢測(IVD)	1. 蠟塊 2. 空白片5μm x 6片 (風乾, 勿烤)+ IHC (ALK*2; ROS1*1)空白片x 3片	
62089	ALL-RAS and BRAF mutation test	1. 蠟塊 2. 空白片5μm x 6片 (風乾, 勿烤)+ IHC (EGFR*1)空白片x 1片	
62060	FISH: Her2/neu (Her2/neu原位螢光雜交法)	1. 蠟塊 2. 空白片2~3μm x 3片 + H&E染色片 (註: 若情況許可, 請隨件附上Her2 IHC染色片)	
62030	In situ hybridization 原位雜交法(自費)		
62121	FISH: Her2/neu 螢光原位雜交-代檢外院		
62122	胃癌FISH: Her2/neu(Her2/neu原位螢光雜交法)-代檢外院		
62069	微星體不穩定檢測 (Microsatellite instability detection, MSI) [委外單位: 台北病理中心]	1. 蠟塊 2. 空白片5μm x 6片 (風乾, 勿烤)	
62025	肺癌ROS1螢光原位雜交檢測 [委外單位: 台北病理中心]	1. 蠟塊 2. 空白片3μm x 3片 (風乾, 勿烤)	
62127	MGMT promoter 甲基化檢測 [委外單位: 台北病理中心]	1. 蠟塊 2. 空白片5μm x 6片 (風乾, 勿烤)	

註1: 本院病患若在本科已有組織蠟塊, 請於批價後, 將檢驗單與同意書傳送至淡水院區病理科, 即可從原有蠟塊檢體檢測。

註2: 本院病患若屬新病患 (無組織蠟塊存放於本院病理科), 批價後請將檢驗單與同意書傳送至淡水院區病理科, 並請依照「外科病理標本切片檢查送檢規則」送檢。

註3: 外院病患請於批價後, 將檢驗委託單、同意書與檢體一起寄到淡水院區病理科, 即可受理檢測。

文件編號/名稱	機密等級	生效日	版本	頁次
MMH-DMS-4-3582-030-M 馬偕醫院病理科 分子病理組 蠟塊檢體送檢須知	一般	2024.12.05	05	1 / 1